

Clean Card PRO, zestaw startowy, 25 kart kontrolnych, butelka PET, karta obrazkowa, szybki test higieny



Clean Card® PRO: szybki test higieny w zaledwie 30 sekund!

Czysty czy nie czysty? Zdradliwą rzeczą w przypadku zarasków jest to, że nie można ich zobaczyć. Są one niewidoczne dla ludzkiego oka, dlatego niedociągnięcia w czyszczeniu często nie są nawet zauważane. Clean Card® PRO uwidacznia pozostałości białek i detergentów, które mogą być pożywką dla zarasków. Łatwe jak ciasto i to w zaledwie 30 sekund!

Clean Card® PRO to doskonałe narzędzie dla wszystkich, którzy pracują w miejscach wrażliwych pod względem higieny. Jest to prosty i niezawodny środek kontroli, który można przeprowadzić w każdej chwili w błyskawicznym tempie.

Szybka i łatwa samokontrola w celu sprawdzenia jakości czyszczenia ujawnia braki w zakresie czyszczenia/dezynfekcji - w zaledwie 30 sekund! optymalizuje higienę i czystość w przedsiębiorstwie idealny jako narzędzie szkoleniowe w celu podniesienia świadomości pracowników dodatkowa motywacja dzięki szybkiej wizualizacji idealny do spełnienia

wymogów prawnych zgodnie z HACCP i dobrą praktyką higieniczną może być zintegrowany z ISO, IFS, BRC lub wewnętrznymi planami higieny z odniesieniem do DIN 10516 dokumentacja z protokołem testowym Clean Card® PRO łatwe ponowne czyszczenie oszczędza czas, kłopoty i pieniądze może być usuwany z odpadami resztkowymi zalecanymi przez Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Inspektorów Żywności e. V.

Jak działa Clean Card® PRO...

1) Przygotowanie:

Wlać świeżą wodę pitną (zimną lub o temperaturze pokojowej) lub wodę destylowaną do plastikowej butelki znajdującej się w zestawie. Zamknąć butelkę z odpowiednią głowicą rozpylającą. Następnie wyjmij Clean Card® PRO z pudełka, ale nie dotykając palcami perforowanej żółtej części karty testowej.

2.) Procedura:

Zwilżyć badaną powierzchnię, spryskując ją krótko wodą dwa do trzech razy. Kilkakrotnie energicznie pocieraj kartę testową po zwilżonej powierzchni i mocno dociskaj perforowaną część karty do badanej powierzchni. Karta testowa musi wchłonąć całą wilgoć. Wskazówki: Powierzchnia testowa powinna mieć najlepiej około 10 x 10 cm. Rozpylaj wodę tylko na badaną powierzchnię i nigdy bezpośrednio na kartę testową. Użyj Clean Card® PRO tylko raz, ponieważ zużyty test nie zapewni wiarygodnych wyników.

3) Ocena:

Odczekaj 30 sekund i porównaj reakcję barwną z załączoną kartą oceny. Zmiana koloru tylko jednego z kręgów jest wystarczającym dowodem na istnienie zanieczyszczonego obszaru. Clean Card® PRO to test białkowy, który reaguje na ilość białka od ok. 25 µg / 100 cm². Im ciemniejszy jest niebieski kolor kółek, tym więcej białka zostało wykryte.

Zakres dostawy:

25 kart kontrolnych Plastikowa butelka z głowicą rozpylającą Tabela oceny Instrukcja obsługi.

- Szybki test higieny w zaledwie 30 sekund
- do kontroli jakości czyszczenia
- łatwy do przeprowadzenia test na ścieranie
- zalecane przez Federalne Stowarzyszenie Inspektorów Żywności
- Dokumentacja z protokołem badania Clean Card PRO

Numer artykułu.	WL49677
Model	31510
Producent	FRANZ MENSCH
Numer artykułu producenta.	31510
Dane producenta GPSR	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2

Products for the electronic industry



DE-86807 Buchloe
www.franz-mensch.de

Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
W zestawie bateria	nie

