

DE 08 Lochdeckel für Ultraschallbad

Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/ Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher).

		ı _	Istal	I _ I
	-c	$\boldsymbol{\omega}$	וכדאו	n
- 1	~		Ju	

- zum Einhängen von 2 Einsatzgefäßen
- ☐ Geeignet für RK 31/H

Artikel-Nr.	WL10477	
Modell	DE 08	
Hersteller	BANDELIN	
Hersteller-Artikel-Nr.	278	
GPSR Herstellerdaten	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com	
Länge	210 mm	
Breite	105 mm	
Höhe	11 mm	
Verkaufseinheit	1 Stück	
Inhaltseinheit	1 Stück	





Products for the electronic industry



