

## EB 05 Edelstahlbecher kpl. Für Ultraschallbad

Edelstahl, 600 ml, zum Einhängen in Lochdeckel DE. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/ Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 🛚 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

🛮 zum Einhängen ir	Lochdeckel/Einsatzstreifen
--------------------	----------------------------

- passend zu div. SONOREX Ultraschallbädern
- $\prod$  Inhalt = 600 ml
- Edelstahl, komplett mit Haltering und Deckel
- zur indirekten Reinigung von Kleinteilen

Artikel-Nr.	WL17821
Modell	EB 05
Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	340
GPSR Herstellerdaten	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Länge	88 mm
Breite	90 mm
Höhe	110 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück









