

SD 04 Einsatzbecher kpl. Für Ultraschallbad



Glas, 400 ml, zum Einhängen in Lochdeckel/Einsatzstreifen mit Ring GR 04. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 \square 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

zum Einhängen in Lochdeckel DE08

passend zu RK31/H

- D = 76 mm, H = 110 mm
- Inhalt = 600 ml
- Glas, komplett mit Haltering

Artikel-Nr.	WL27426
Modell	SD 04
Hersteller	BANDELIN
Hersteller-Artikel-Nr.	168
Länge	75 mm
Breite	80 mm
Höhe	110 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

