

Augenspülflasche, gegen Fremdkörper, 500ml , DIN 15 154-4



Sofort-Hilfe für Ihre Augen, Augenspülung - professionell und hochwirksam: Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Denn über 9% unserer Wahrnehmung läuft visuell ab. Daher verdienen die Augen auch besondere Aufmerksamkeit - speziell, wenn es um Unfälle und Erste Hilfe geht. Da zählt oft jede Sekunde. Schnell kann eine Verätzung bleibende Schäden verursachen. Daher ganz wichtig: Eine wirksame Sofortlösung, die im Fall der Fälle Hilfe leistet. Sorgen Sie vor mit einer professionellen Augenspülung. sterile Augenspül-Flasche mit Kochsalz-Lösung (NatriumChlorid) zum Ausspülen von Verunreinigungen im Auge (Staub, Schmutz, Holz- und Metallsplitter, etc.) kann für alles, außer Silber, verwendet werden - auch bei Säuren oder Laugen sehr verträglich, körperneutral Spülzeit: 1 Flasche = ca. 5 Minuten (Je nach Schwere der Verletzung werden 15 Minuten empfohlen, dann einfach 3 Flaschen nacheinander spülen)
WICHTIG: Augenspülungen sind Einweg-Produkte, angebrochene Flaschen entsorgen, da nicht mehr steril
Augenspülung 3-4 Jahre haltbar manipulationssicherer Verschluss: kann nach Gebrauch nicht einfach mit Wasser aufgefüllt und wieder verschlossen werden - höchste Sicherheit

für Ihre Mitarbeiter Flasche mit ergonomischem Spülkopf für einen sanften und gezielten Strahl auf das Auge erfüllt die DIN 15154 für Augenspülflaschen

Welche Augenspülung Sie für welche Augenverletzung anwenden sollten, entdecken Sie in unserem Augen-Notfallplan.

Hier geht's zum Augen-Notfallplan!

- Kunststoff, steril, mit ,9% Kochsalz-Lösung (Natriumchlorid)
- 3 Jahre haltbar
- Spülzeit: 1 Flasche = ca. 5 Minuten
- zum Ausspülen von Fremdkörpern, wie Schmutz, Staub, Späne, Holz- und Metallsplitter

Artikel-Nr.	WL50184
Modell	50010
Hersteller	FRANZ MENSCH
Hersteller-Artikel-Nr.	50010
GPSR Herstellerdaten	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück