

ES 4 Inerti per bagno a ultrasuoni



I bicchieri con inserto sono utilizzati per l'applicazione di liquidi chimicamente aggressivi (ad es. TICKOPUR J 80 U), per la rimozione di contaminazione chimicamente aggressiva o abrasiva o per la sonicazione di liquidi campione (sonicazione indiretta). Poiché non è possibile collocare nulla sul fondo del bagno a ultrasuoni, BANDELIN offre coperchi forati adatti a contenere i becher con inserto. Un altro vantaggio: quando si utilizza una striscia inseribile, è possibile sonicare contemporaneamente più coppe inseribili con liquidi diversi (ad esempio, rimozione di cementi dentali con STAMMOPUR Z in una coppa inseribile e pulizia con disinfezione chimica simultanea di strumenti dentali con STAMMOPUR DR 8 in una seconda coppa inseribile). Si noti che per trasmettere gli ultrasuoni al bicchiere dell'inserto è necessario ridurre la tensione superficiale dell'acqua e quindi utilizzare una soluzione detergente (ad es. TICKOPUR R 33 3%) come liquido di accoppiamento/di contatto.

- Acciaio inox
- per 4 vasi di inserimento (EB 05 / SD 06 / SD 09 / PD 06)
- Adatto per RK 1028/HC/CH, RK 1050/CH, DL 1028 H

Articolo n.	WL19831
Modello	ES 4
Produttore	BANDELIN
Codice articolo del produttore	382
Dati del produttore GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo

Incl. batteria

No

