

## Tickopur detergente neutro concentrato, R30 / 1 litro



### Detergente neutro

Per la pulizia e lo sgrassaggio particolarmente delicati di macchine smontate e non, utensili, parti in vetro e ceramica nell'industria, nel commercio e nei laboratori.

TICKOPUR R 30 è stato appositamente studiato per la pulizia nelle unità ad ultrasuoni SONOREX, ma può essere utilizzato anche per la pulizia ad immersione, a straccio e ad alta pressione. Se utilizzato correttamente, garantisce una pulizia rapida e delicata.

### TICKOPUR R 30 rimuove

residui leggeri di smerigliatura, lucidatura e lappatura, sporco di olio e grasso, fuliggine, ecc. da parti e attrezzature in metallo, anche metallo leggero, vetro, ceramica, plastica, gomma, ecc.

- Concentrazione dell'applicazione
- Applicazione con ultrasuoni
- Dosaggio: 1 - 5

- Tempo di sonicazione: 1 - 10 minuti
- Temperatura: 20 - 80 °C

<b>Articolo n.</b>	<b>WL31776</b>
Modello	R30 / 1 Liter
Produttore	Dr. H. Stamm
Codice articolo del produttore	810
Dati del produttore GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No

