

Clean Card PRO, set di ricarica, 50 schede di controllo, scheda illustrata, test rapido dell'igiene



Clean Card® PRO: test rapido dell'igiene in soli 30 secondi! Pulito o non pulito? Il problema dei germi è che non si possono vedere. Sono invisibili all'occhio umano e quindi i deficit di pulizia spesso non vengono nemmeno notati. Ma ora c'è un rimedio. La Clean Card® PRO rende visibili i residui di proteine e detergenti, che possono essere terreno fertile per i germi. Facile come una torta e in soli 30 secondi!

La Clean Card® PRO è uno strumento eccellente per tutti coloro che lavorano in aree sensibili all'igiene. Ad esempio, cucina, gastronomia, aree alimentari o medicina. Si tratta di una misura di controllo semplice e affidabile che può essere eseguita in qualsiasi momento in un attimo.

auto-monitoraggio facile e veloce per verificare la qualità della pulizia, rivela i deficit di pulizia/disinfezione - in soli 30 secondi! ottimizza l'igiene e la pulizia in azienda ideale come strumento di formazione per sensibilizzare il personale, motivazione aggiuntiva grazie a una rapida visualizzazione ideale per soddisfare i requisiti di legge secondo

l'HACCP e le buone prassi igieniche può essere integrato nei piani di igiene ISO, IFS, BRC o interni con riferimento alla norma DIN 10516 documentazione con protocollo di test Clean Card[®] PRO facile ri-pulizia fa risparmiare tempo, fatica e denaro può essere smaltito con i rifiuti residui raccomandati dall'Associazione federale tedesca degli ispettori alimentari e. V.

Come funziona la Clean Card[®] PRO...

1) Preparazione:

Riempire la bottiglia di plastica in dotazione con acqua potabile fresca (fredda o a temperatura ambiente) o acqua distillata. Chiudere il flacone con l'apposita testina. Estrarre quindi la Clean Card[®] PRO dalla confezione, senza toccare con le dita la parte gialla perforata della scheda di test.

2.) Procedura:

Inumidire la superficie da testare spruzzandola brevemente con acqua per due o tre volte. Strofinare energicamente la carta di prova sull'area inumidita più volte e premere con forza la parte perforata della carta contro la superficie da testare. La scheda di prova deve assorbire tutta l'umidità. Suggerimenti: L'area di prova dovrebbe essere idealmente di circa 10 x 10 cm. Spruzzare l'acqua solo sulla superficie da testare e mai direttamente sulla scheda di prova. Utilizzare la Clean Card[®] PRO solo una volta, poiché un test usato non fornisce risultati affidabili.

3) Valutazione:

Attendere 30 secondi e confrontare la reazione del colore con la scheda di valutazione allegata. Un cambiamento di colore in uno solo dei cerchi è sufficiente come prova di una superficie contaminata. La Clean Card[®] PRO è un test proteico che reagisce a una quantità di proteine a partire da circa il 25 µg / 100 cm². Più scuro è il blu dei cerchi colorati, più proteine sono state rilevate. Ambito di fornitura:

50 schede di controllo Tabella di valutazione Istruzioni per l'uso

- Test igienico rapido in soli 30 secondi
- 50 schede di controllo e schede illustrate

Articolo n.	WL49679
Modello	31520
Produttore	FRANZ MENSCH
Codice articolo del produttore	31520
Dati del produttore GPSR	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de

Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set

