

ES 4 Inzetstrip voor ultrasoonbad



Bij gebruik van chemisch agressieve vloeistoffen (bv. TICKOPUR J 80 U), verwijdering van chemisch agressieve of abrasieve verontreiniging of sonicatie van monstervloeistoffen worden inzetbekers gebruikt (indirecte sonicatie). Omdat er niets op de bodem van het ultrasoonbad mag worden geplaatst, biedt BANDELIN geschikte geperforeerde deksels om de inzetbekers op te bergen. Een ander voordeel: bij gebruik van een inlegstrip kunnen meerdere inlegbekers tegelijkertijd met verschillende vloeistoffen worden gesoneerd (bijv. verwijdering van tandheelkundig cement met STAMMOPUR Z in de ene en reiniging met gelijktijdige chemische desinfectie van tandheelkundige instrumenten met STAMMOPUR DR 8 in een tweede inlegstrip). Let op: om het ultrageluid op het inzetstuk over te brengen moet de oppervlaktenspanning van het water worden verlaagd en daarom moet een reinigungsoplossing (bijv. TICKOPUR R 33 3%) worden gebruikt als koppelingsvloeistof/contactvloeistof.

- Roestvrij staal
- voor 4 insteekvaten (EB 05 / SD 06 / SD 09 / PD 06)
- Geschikt voor RK 1028/HC/CH, RK 1050/CH, DL 1028 H

Artikelnr.	WL19831
Model	ES 4
Fabrikant	BANDELIN
Fabrikant artikelnr.	382
GPSR-fabrikantgegevens	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Incl. batterij

nee

