

ES 4 Listwa wkładana do kąpiel ultradźwiękowej



Pasek z wkładką służy do trzymania zlewek z wkładką. W przypadku stosowania płynów agresywnych chemicznie (np. TICKOPUR J 80 U), usuwania zanieczyszczeń agresywnych chemicznie lub ściernych lub sonikacji płynów z próbkami stosuje się zlewki z wkładką (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łaźni ultradźwiękowej, BANDELIN oferuje odpowiednie perforowane pokrywy, które utrzymują zlewki z wkładem. Kolejna zaleta: Przy zastosowaniu paska do wkładów można jednocześnie sonikować kilka kubków do wkładów różnymi płynami (np. usuwanie cementów stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR Z w jednym i czyszczenie z jednoczesną dezynfekcją chemiczną narzędzi stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR DR 8 w drugim kubku do wkładów). Należy pamiętać, że w celu przeniesienia ultradźwięków do kubka z wkładką należy zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody i dlatego jako płyn sprzęgający / kontaktowy należy zastosować roztwór czyszczący (np. TICKOPUR R 33 3%).

□ Stal nierdzewna

□ dla 4 zbiorników wkładanych (EB 05 / SD 06 / SD 09 / PD 06)

□ Pasuje do RK 1028/HC/CH, RK 1050/CH, DL 1028 H

numer pozycji	WL19831
Model	ES 4
Producent	BANDELIN
Numer artykułu producenta	382
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka