

Oдно́шник do App PNG



Dzięki PNG-Reference, aplikacji dla mikroskopów cyfrowych TAGARNO, można nakładać obrazy inspekcyjne i obrazy referencyjne, które samemu się stworzyło, na żywy obraz mikroskopu. Proponujemy tworzenie obrazów inspekcyjnych w celu weryfikacji wielkości próbek lub obrazów referencyjnych w celu sortowania partii i znajdowania wad produktów. Po wybraniu, obraz jest nakładany na obraz mikroskopu na żywo, co pomaga w kontroli jakości. Ta aplikacja do mikroskopu cyfrowego TAGARNO pozwala na zapisanie zdjęcia wraz z ustawieniami mikroskopu. Po wywołaniu presetu mikroskop automatycznie przełącza się na zdefiniowane w nim ustawienia powiększenia i oświetlenia. Jest to znacznie szybszy i dokładniejszy proces niż gdybyś musiał to robić ręcznie. Do korzystania z tej aplikacji wymagana jest mysz.

Numer artykułu.	WL47699
Model	306010
Producent	TAGARNO
Numer artykułu producenta.	306010
Dane producenta GPSR	TAGARNO AS

Finlandsvej 2
DK-8700 Horsens
www.tagarno.com

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Zgodny z ESD	nie