

## Augenspülstation Medidrop I 2x500ml Natriumchloridlösung 0,9%



Damit Ihre Augenspülung jederzeit hygienisch aufbewahrt und im Notfall schnell griffbereit ist, gibt es spezielle Augenspülstationen. Eine Augenspülstation ist eine Wandhalterung für ein komplettes Set mit zwei Augenspülflaschen. Die Augenspülstation Eye Care Medidrop I enthält zwei Augenspülflaschen mit jeweils 500 ml Natriumchloridlösung (,9 %). Die Augenspülung ist gebrauchsfertig und kann im Ernstfall sofort eingesetzt werden. Eine Augenspülung mit einer Natriumchloridlösung ist besonders zum Ausspülen von Fremdkörpern geeignet, z.B. Staub, Schmutz oder Splitter. gebrauchsfertig und steril Augenspülflaschen mit ergonomischem Spülkopf inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung staubdicht und platzsparend integrierter Augennotfallplan

Hier geht's zum Augen-Notfallplan!

- Kunststoff, steril, mit 2 x 500 ml, Natriumchloridlösung, ,9%
- griffbereit, gebrauchsfertig, staubdicht und platzsparend

- einfache Montage und Handhabung
- integrierter Augennotfallplan

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL50189</b>
Modell	50015
Hersteller	FRANZ MENSCH
Hersteller-Artikel-Nr.	50015
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück

