


## Upgrade Kit MOVE zu ZAP Digitalmikroskopen



Upgraden Sie von ZAP auf MOVE

Ersetzen Sie kein perfektes Mikroskop

Für aktuelle ZAP Mikroskope ist es möglich, eine MOVE Power Box hinzuzufügen und Zugang zu erweiterten Funktionen, Apps und einfacheren Dokumentationsprozessen zu erhalten, ohne ein neues Mikroskop zu kaufen.

Wenn Sie die Flexibilität des ZAP beibehalten möchten, aber die erweiterten Funktionen, Apps, Voreinstellungen und Dokumentationsoptionen des TAGARNO TREND und PRESTIGE benötigen, können Sie ein MOVE Upgrade Kit kaufen, anstatt ein perfektes TAGARNO ZAP wegzuworfen.

Das MOVE Upgrade Kit verwandelt das ZAP-Mikroskop in ein agiles und anpassbares Mikroskop.

Die Option, das MOVE Upgrade Kit zu einem späteren Zeitpunkt hinzuzufügen, ermöglicht es Ihnen auch, ein ZAP als Ihr erstes Mikroskop zu kaufen und es später aufzurüsten, wenn sich Ihre Prozesse oder Bedürfnisse ändern.

HINWEIS: Abhängig von der Firmware-Version Ihres ZAP-Mikroskops können unterschiedliche Upgrade-Prozesse auftreten.

Artikel-Nr.	WL63680
Hersteller	TAGARNO
Hersteller-Artikel-Nr.	308100
GPSR Herstellerdaten	TAGARNO AS Finlandsvej 2 DK-8700 Horsens www.tagarno.com
Verkaufseinheit	1 Stück

Products for the electronic industry



Inhaltseinheit	1 Stück
ESD gerecht	nein

