

Tickopur Nettoyant intensif, TR13 / 2 litres



Nettoyant intensif

Pour le nettoyage et le dégraissage de machines, outils, appareils, injecteurs automobiles (injecteurs pour diesel et essence) et pièces démontés ou non dans l'industrie, l'artisanat et les laboratoires.

TICKOPUR TR 13 est spécialement conçu pour le nettoyage dans les appareils à ultrasons SONOREX, mais peut également être utilisé pour le nettoyage par immersion et par essuyage.

Une utilisation appropriée garantit un nettoyage rapide et respectueux des matériaux. Un réchauffement de la solution de nettoyage jusqu'à 80 °C accélère le processus de nettoyage.

TICKOPUR TR 13 élimine :

les résinifications, les résidus de cokéfaction, la suie, les graisses, les huiles, les cires, les pigments, les voiles de peinture, les résidus de perçage, de meulage, de polissage et de rodage de pièces en acier, acier inoxydable, métaux précieux, verre, céramique, plastique,

Products for the electronic industry



caoutchouc, etc.

Les solutions TICKOPUR TR 13 ont un effet désémulsifiant. Les impuretés huileuses et graisseuses flottent sur la solution de nettoyage et peuvent être éliminées rapidement et sans problème. La durée de vie du bain de nettoyage augmente. L'efficacité des séparateurs de force légère n'est pas affectée.

- Liquide
- Concentré
- Pour l'application par ultrasons
- Démulsifiant
- Alcalin, pH 11,9 à 1
- Sans silicate
- Biodégradable
- Application par ultrasons Dosage : 0,1 - 10 %.
- Durée de sonication : 1 - 10 minutes
- Température : 20 - 80 °C
- Nettoyage des injecteurs de véhicules automobiles (injecteurs)
- 10 % 2-10 min 60 °C

N° d'article	WL17894
mannequin	TR13 / 2 Liter
Fabricant	Dr. H. Stamm
Fabricant Numéro d'article	872
Informations sur le fabricant du GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce