

Distributeur HygoClean pour Hygostar Hygo-Wipe



Seau rechargeable pour lingettes désinfectantes et nettoyantes en plastique robuste, lavable au lave-vaisselle, avec poignée et étiquette pour indiquer avec quelle solution ou quel produit de nettoyage vous avez rempli le seau. Selon l'humidité souhaitée de la lingette, 2 à 2,5 litres de solution d'application sont nécessaires Pour le nettoyage et la désinfection professionnels : système modulaire HYGOWIPE

Le système HYGOWIPE se compose d'un seau distributeur, d'un rouleau de non-tissé avec des lingettes déchirables individuellement (disponibles séparément) et d'un produit de nettoyage ou de désinfection individuel de votre choix.

Avantages du système HYGOWIPE : fabrication individuelle de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi et adaptées aux besoins Réduction de la consommation de désinfectant Remplissable avec tous les désinfectants ou produits de nettoyage pour un niveau d'hygiène élevé lors du nettoyage et de la désinfection quotidiens Protège les lingettes contre le dessèchement Durée de vie des lingettes prêtes à l'emploi : 4 semaines maximum

CONSEIL : utilisez des couvercles colorés pour mieux distinguer les produits et des

lingettes HYGOWIPE en fibres 100% PET : extrêmement absorbantes, ne peluchent pas, répartition très uniforme du produit sur la surface - très économiques et très efficaces !

- polypropylène robuste (plastique)
- utilisable à long terme
- avec poignée de transport et étiquette de sécurité pour l'inscription
- réutilisable, passe au lave-vaisselle
- couvercle transparent avec embout en bleu
- contenu et niveau du liquide visibles même lorsque le couvercle est fermé
- peut être rempli individuellement avec une solution de désinfection ou de nettoyage

Numéro d'article	WL49685
Modèle	HygoClean-31551
Fabricant	FRANZ MENSCH
Numéro d'article du fabricant	31551
Données du fabricant du GPSR	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non