

Station de lavage oculaire Medidrop I 2x500ml solution de chlorure de sodium à 0,9%.



Pour que votre lotion oculaire soit toujours conservée de manière hygiénique et rapidement accessible en cas d'urgence, il existe des stations de lavage oculaire spéciales. Une station de lavage oculaire est un support mural pour un set complet de deux bouteilles de lavage oculaire. La station de lavage oculaire Eye Care Medidrop I contient deux flacons de lavage oculaire contenant chacun 500 ml de solution de chlorure de sodium (0,9 %). Le rince-œil est prêt à l'emploi et peut être utilisé immédiatement en cas d'urgence. Un rince-œil avec une solution de chlorure de sodium est particulièrement adapté pour rincer les corps étrangers, par exemple la poussière, la saleté ou les éclats. Prêt à l'emploi et stérile Bouteilles de rinçage oculaire avec tête de rinçage ergonomique, y compris miroir et pictogramme pour une manipulation facile Étanche à la poussière et peu encombrant Plan d'urgence oculaire intégré Cliquez ici pour le plan d'urgence oculaire !

- plastique, stérile, avec 2 x 500 ml, solution de chlorure de sodium, 0,9

- à portée de main, prêt à l'emploi, étanche à la poussière et peu encombrant
- montage et manipulation simples
- plan d'urgence oculaire intégré

Numéro d'article	WL50189
Modèle	50015
Fabricant	FRANZ MENSCH
Numéro d'article du fabricant	50015
Données du fabricant du GPSR	Franz Mensch GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 DE-86807 Buchloe www.franz-mensch.de
Unité de vente	1 pièce
Unité de contenu	1 pièce
Batterie incluse	non
Conforme aux normes ESD	non