

Tickopur disossidante concentrato, TR14 / 5 litri



Disossidante

Per la rimozione di flussi di resina, paste saldanti non saldate su schede/ibridi assemblati e non assemblati, telai di saldatura, componenti elettronici e assemblaggi. L'uso corretto garantisce una pulizia rapida e delicata sul materiale.

TICKOPUR TR 14 rimuove:

Flussi di resina, paste saldanti, residui ionici e non ionici, residui di foratura e smerigliatura, impronte digitali, grassi e oli da parti in metallo, vetro, ceramica, plastica, gomma, PCB assemblati e non assemblati, telai di saldatura, componenti e assemblaggi elettronici, ecc.

I flussi di resina vengono preferibilmente rimossi per saponificazione con formazione di saponi di resina solubili in acqua. Questo processo è notevolmente supportato dall'applicazione di ultrasuoni. TICKOPUR RW 77 deve essere utilizzato per la pulizia dei circuiti stampati nell'area di servizio.

- Liquido

Products for the electronic industry



- Concentrato
- Per applicazioni a ultrasuoni
- pH 11,7 all'1
- Privo di solventi organici
- Privo di tensioattivi - non schiumogeno
- Biodegradabile
- Concentrazione applicativa per applicazioni ad ultrasuoni
- Dosaggio: 10
- Tempo di sonicazione: 30 - 180 secondi
- Temperatura: 60-70 °C

Articolo n.	WL17798
Modello	TR14 / 5 Liter
Produttore	Dr. H. Stamm
Codice articolo del produttore	861
Dati del produttore GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No