

SD 06 Inserto per bicchiere cpl. per bagno a ultrasuoni



Vetro, 600 ml, da inserire nel coperchio perforato/striscia di inserimento con anello GR 06 e coperchio DD 06. I becher di inserimento sono utilizzati per l'applicazione di liquidi chimicamente aggressivi (ad es. TICKOPUR J 80 U), la rimozione di contaminanti chimicamente aggressivi o abrasivi o la sonicazione di liquidi campione (sonicazione indiretta). Poiché non è possibile collocare nulla sul fondo del bagno a ultrasuoni, BANDELIN offre coperchi/strisce di inserto perforati adatti a contenere i becher di inserzione. Un altro vantaggio: diverse coppette possono essere sonicate contemporaneamente con liquidi diversi (ad esempio, rimozione di cementi dentali con STAMMOPUR Z in una coppetta e pulizia con disinfezione chimica simultanea di strumenti dentali con STAMMOPUR DR 8 in una seconda coppetta). Si noti che per trasmettere gli ultrasuoni al bicchiere dell'inserto è necessario ridurre la tensione superficiale dell'acqua e quindi utilizzare una soluzione detergente (ad es. TICKOPUR R 33 3%) come liquido di accoppiamento/di contatto.

- Da appendere in una striscia perforata di copertina/inserto
- Adatto a diversi bagni a ultrasuoni SONOREX

- P = 84 mm, H = 125 mm
- Capacità = 600 ml
- Vetro, completo di anello di ritegno e coperchio
- Per la pulizia indiretta di piccole parti.

Articolo n.	WL17905
Modello	SD 06
Produttore	BANDELIN
Codice articolo del produttore	330
Dati del produttore GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Lunghezza	84 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	125 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No