

KW 10-0 Vassoio di sospensione



Quando si utilizzano liquidi chimicamente aggressivi (ad es. TICKOPUR J 80 U), si rimuovono contaminanti chimicamente aggressivi o abrasivi o si sonicano i liquidi del campione, si utilizzano vaschette con inserto (sonicazione indiretta). Poiché non è possibile collocare nulla sul fondo del bagno a ultrasuoni, BANDELIN offre tazze di plastica con coperchio. Si noti che per trasmettere gli ultrasuoni al becher dell'inserto è necessario ridurre la tensione superficiale dell'acqua e quindi utilizzare una soluzione detergente (ad es. TICKOPUR R 33 3%) come liquido di accoppiamento/di contatto.

- Serbatoio di sospensione in plastica con coperchio
- Per l'acciaio inossidabile, prodotti chimici aggressivi
- per RK 510 / RK 510 H
- All'interno: L x P x P = 242 x 182 x 136 mm
- Resistente alle temperature: Acqua fino a 80 °C / acidi fino a 60 °C
- Polietilene, non perforato

Articolo n.	WL22336
Modello	KW 10-0
Produttore	BANDELIN
Codice articolo del produttore	3053
Dati del produttore GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Lunghezza	242 mm
Larghezza	182 mm
Altezza	135 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No