

Kit di aggiornamento da MOVE a ZAP Microscopi digitali



Aggiornamento da ZAP a MOVE

Non sostituiscono un microscopio perfetto

Per i microscopi ZAP attuali, è possibile aggiungere un MOVE Power Box e ottenere l'accesso a funzioni avanzate, app e processi di documentazione più semplici senza acquistare un nuovo microscopio.

Se volete mantenere la flessibilità dello ZAP ma avete bisogno delle funzioni avanzate, delle applicazioni, delle preimpostazioni e delle opzioni di documentazione dei TAGARNO TREND e PRESTIGE, potete acquistare un MOVE Upgrade Kit invece di buttare via un TAGARNO ZAP perfettamente funzionante.

Il kit di aggiornamento MOVE trasforma il microscopio ZAP in un microscopio agile e personalizzabile.

L'opzione di aggiungere il kit di aggiornamento MOVE in un secondo momento consente inoltre di acquistare uno ZAP come primo microscopio e di aggiornarlo in un secondo momento in base all'evoluzione dei processi o delle esigenze.

NOTA: A seconda della versione del firmware del microscopio ZAP, possono verificarsi processi di aggiornamento diversi.

| | |
|--------------------------------|---|
| Articolo n. | WL63680 |
| Produttore | TAGARNO |
| Codice articolo del produttore | 308100 |
| Dati del produttore GPSR | TAGARNO AS Finlandsvej 2 DK-8700 Horsens www.tagarno.com |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |

| | |
|--------------------|---------|
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Incl. batteria | No |
| Conforme alle ESD | No |

