

Lage schoen ERGO-MED 600 2.0, W14, S2, nubuckleer,
unisex, zwart/roodblauw, maat 42



ATLAS® gebruikt alleen koeienhuiden van de beste kwaliteit. Een uiterst zorgvuldig selectieproces zorgt ervoor dat alleen onberispelijke, hoogwaardige en zachte leersoorten worden gebruikt. Het ATLAS SOFT nubuckleer moet de hele werkdag bijzondere uitdagingen doorstaan. Het ca. 2 mm dikke volnerf rundleer wordt vooral gekenmerkt door zijn ademend vermogen en zachte, comfortabele gevoel.

ATLAS® verenigt de modernste technologieën en de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch zoolconcept en ondersteunt de looper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent geleid door dezelfde, natuurlijke krachtlijn, de INNOFLEX LIJN. Hij geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo de natuurlijke lijn van het krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, ofwel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van bijzonder energieabsorberend MPU®-materiaal,

absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het bewegingsproces. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

De anatomisch gevormde stalen neus beschermt de voet in de teenzone tegen een impact van minstens 200 joule en een drukspanning van minstens 15 kN, volgens EN ISO 20345:2012.

Vooraf bij knielende activiteiten kunnen na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden in de buurt van de teen van de schoen. Deze kunnen aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste MPU teenbescherming en de levensduur van de schoen wordt zo verlengd.

Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijks werk met hoge fysieke belasting. De aktiv-X functionele voering staat voor hoogwaardige, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering reguleert het vocht en zorgt ervoor dat de schoenen snel weer drogen. Het vlekt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Werk gezonder met de juiste demping. Het nieuwe 3D-dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De basis voor dit uitstekende loopcomfort wordt gevormd door drie basiscomponenten: Drukontlasting. Demping. Dynamiek. Dit wordt gegarandeerd door het perfecte samenspel van een drukverlagende binnenzool en de lichte en responsieve MPU-zooltechnologie.

ATLAS biedt de modellen uit de Ergo-Med serie voor orthopedische zorg door middel van schoenaanpassingen. De met "blueline" gemerkte artikelen zijn ook geschikt voor gecertificeerde orthopedische aanpassingen volgens DGUV-voorschrift 112-191.

Artikelnr.	WL56588
Model	ERGO-MED 600 2.0, W14
Modellijn	ERGO-MED 600 2.0
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	86714-42
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Lengte met verpakking	350 mm
Breedte met verpakking	250 mm
Hoogte met verpakking	150 mm

Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleurinformatie van de fabrikant	zwart / koningsblauw
Kleur	blauw, zwart
Beschermkap	ja
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S2
Schoenzool	MPU INNOFLEX-systeem
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W14
Kenmerken (schoenen)	<ul style="list-style-type: none"> • ZACHT nubuckleer • MPU INNOFLEX-systeem • Stalen neus • MPU teenbescherming • actieve-X functionele voering • 3D-dempingsysteem • geschikt voor inlegzolen en voor de vervaardiging van orthopedische hulpstukken (zool- en hielverhogingen) volgens DGUV 112-191
Materiaal (schoenen)	nubuckleer
Schoenmaat EU	42
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL56537	36	W10 (Standaard breedte)
WL56552	36	W12
WL56567	36	W13
WL56582	36	W14
WL56538	37	W10 (Standaard breedte)
WL56553	37	W12
WL56568	37	W13
WL56583	37	W14
WL56539	38	W10 (Standaard breedte)
WL56554	38	W12
WL56569	38	W13

WL56584	38	W14
WL56540	39	W10 (Standaard breedte)
WL56555	39	W12
WL56570	39	W13
WL56585	39	W14
WL56541	40	W10 (Standaard breedte)
WL56556	40	W12
WL56571	40	W13
WL56586	40	W14
WL56542	41	W10 (Standaard breedte)
WL56557	41	W12
WL56572	41	W13
WL56587	41	W14
WL56543	42	W10 (Standaard breedte)
WL56558	42	W12
WL56573	42	W13
WL56588	42	W14
WL56544	43	W10 (Standaard breedte)
WL56559	43	W12
WL56574	43	W13
WL56589	43	W14
WL56545	44	W10 (Standaard breedte)
WL56560	44	W12
WL56575	44	W13
WL56590	44	W14
WL56546	45	W10 (Standaard breedte)
WL56561	45	W12
WL56576	45	W13
WL56591	45	W14
WL56547	46	W10 (Standaard breedte)
WL56562	46	W12
WL56577	46	W13
WL56592	46	W14
WL56548	47	W10 (Standaard breedte)
WL56563	47	W12

WL56578	47	W13
WL56593	47	W14
WL56549	48	W10 (Standaard breedte)
WL56564	48	W12
WL56579	48	W13
WL56594	48	W14
WL56550	49	W10 (Standaard breedte)
WL56565	49	W12
WL56580	49	W13
WL56595	49	W14
WL56551	50	W10 (Standaard breedte)
WL56566	50	W12
WL56581	50	W13
WL56596	50	W14

