

SONOREX koszyk wiszący do kąpeli ultradźwiękowej, stal nierdzewna, 250 x 195 x 50 mm



Podczas mycia ultradźwiękowego nie wolno umieszczać czyszczonych przedmiotów na dnie zbiornika, ponieważ drgania systemów oscylacyjnych mogą powodować ścieranie pomiędzy czyszczonymi przedmiotami a samym zbiornikiem. Dlatego zaleca się stosowanie odpowiedniego kosza do czyszczenia. Kosze czyszczące BANDELIN są tak skonstruowane, że czyszczone przedmioty znajdują się zawsze w optymalnym obszarze pola kawitacyjnego (1-2 cm od podłogi) w zbiorniku. Za pomocą koszyka można również wygodnie umieścić w urządzeniu przedmioty przeznaczone do czyszczenia i wyjąć je w celu opłukania po czyszczeniu bez kontaktu użytkownika z płynem czyszczącym lub dezynfekującym.

- odpowiednie dla:
- DL: 510 H
- DT: 510 /H /H-RC
- RK: 510 /H
- do powieszenia w

Numer artykułu.

WL10480

Products for the electronic industry



Model	K 10
Producent	BANDELIN
Numer artykułu producenta.	359
Dane producenta GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Długość	250 mm
Szerokość	195 mm
Wysokość	50 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie