

EB 05 Zlewka ze stali nierdzewnej kpl. do kąpieli ultradźwiękowej



Stal nierdzewna, 600 ml, do zawieszenia w perforowanej pokrywie DE. Do nanoszenia chemicznie agresywnych cieczy (np. TICKOPUR J 80 U), usuwania chemicznie agresywnych lub ściernych zanieczyszczeń lub sonikacji cieczy próbnych stosuje się kubki z wkładkami (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łożni ultradźwiękowej, BANDELIN oferuje odpowiednie perforowane pokrywy/ listwy do mocowania zlewek. Kolejna zaleta: kilka kubków na wkłady może być sonikowanych różnymi płynami jednocześnie (np. usuwanie cementów stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR Z w jednym i czyszczenie z jednoczesną dezynfekcją chemiczną narzędzi stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR DR 8 w drugim kubku na wkłady). Należy pamiętać, że napięcie powierzchniowe wody musi być zmniejszone, aby przenieść ultradźwięki do naczynia wprowadzającego i dlatego jako płyn sprężający / kontaktowy należy zastosować roztwór czyszczący (np. TICKOPUR R 33 3%).

□ do zawieszenia w perforowanej okładce/ listwie z wkładkami

- nadaje się do różnych kąpiei ultradźwiękowych SONOREX
- D = 87 mm, H = 120 mm
- pojemność = 600 ml
- Stal nierdzewna, w komplecie z pierścieniem zabezpieczającym i pokrywą
- do pośredniego czyszczenia małych elementów.

Numer artykułu.	WL17821
Model	EB 05
Producent	BANDELIN
Numer artykułu producenta.	340
Dane producenta GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Długość	88 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	110 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie