

SD 06 Wkładka do zlewki kpl. do kąpeli ultradźwiękowej



Szkło, 600 ml, do włożenia w perforowaną pokrywę/ listwę wkładową z pierścieniem GR 06 i pokrywą DD 06. Zlewki wkładowe są stosowane do nakładania chemicznie agresywnych cieczy (np. TICKOPUR J 80 U), usuwania chemicznie agresywnych lub ściernych zanieczyszczeń lub sonikacji cieczy próbnych (sonikacja pośrednia). Ponieważ nic nie może być umieszczone na dnie łaźni ultradźwiękowej, BANDELIN oferuje odpowiednie perforowane pokrywy/ listwy do mocowania zlewek. Kolejna zaleta: kilka kubków na wkłady może być sonikowanych różnymi płynami jednocześnie (np. usuwanie cementów stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR Z w jednym i czyszczenie z jednoczesną dezynfekcją chemiczną narzędzi stomatologicznych za pomocą STAMMOPUR DR 8 w drugim kubku na wkłady). Należy pamiętać, że napięcie powierzchniowe wody musi być zmniejszone, aby przenieść ultradźwięki do naczynia wprowadzającego i dlatego jako płyn sprężający / kontaktowy należy zastosować roztwór czyszczący (np. TICKOPUR R 33 3%).

- do zawieszenia w perforowanej okładce/ listwie z wkładkami
- nadaje się do różnych kąpeli ultradźwiękowych SONOREX

- D = 84 mm, H = 125 mm
- pojemność = 600 ml
- Szkło, kompletne z pierścieniem zabezpieczającym i pokrywą
- do pośredniego czyszczenia małych elementów.

Numer artykułu.	WL17905
Model	SD 06
Producent	BANDELIN
Numer artykułu producenta.	330
Dane producenta GPSR	BANDELIN electronic GmbH & Co. KG Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.bandelin.com
Długość	84 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	125 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie