

Tickopur specjalny środek czyszczący do plastiku i szkła, R36 / 2 litry.



Do czyszczenia bez środków powierzchniowo czynnych zdemontowanych i niezmontowanych maszyn, narzędzi, urządzeń i części w przemyśle, handlu i laboratoriach. Szczególnym obszarem zastosowania są zadania czyszczenia w analityce oraz wszędzie tam, gdzie środki powierzchniowo czynne są kłopotliwe.

TICKOPUR R 36 nadaje się szczególnie do mycia w urządzeniach ultradźwiękowych SONOREX, ale może być również stosowany do mycia w zanurzeniu, wycierania i mycia wysokociśnieniowego. czyszczenie wysokociśnieniowe. Przy odpowiednim użyciu gwarantowane jest szybkie i delikatne czyszczenie.

TICKOPUR R 36 usuwa:

Pozostałości po destylacji, pozostałości organiczne i nieorganiczne, olejowe i tłuszczowe

zanieczyszczenia kuwet, części i urządzeń wykonanych z metalu, także metali lekkich, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy itp.

- Płyn
- Wysoko skoncentrowany (dozowanie od 0,25 %)
- Do zastosowań ultradźwiękowych
- pH 9,9 przy 1 %.
- Bez środków powierzchniowo czynnych
- Demulgujący
- Biodegradowalny
- Zastosowanie z ultradźwiękami
- Dawkowanie: 0,25 - 5
- Czas sonikacji: 1 - 10 minut
- Temperatura: 20 - 80 °C

Numer artykułu.	WL18022
Model	R36 / 2 Liter
Producent	Dr. H. Stamm
Numer artykułu producenta.	884
Dane producenta GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie