

## Tickopur Neutralny koncentrat czyszczący, R30 / 2 litry



Neutralny środek czyszczący

Do szczególnie delikatnego czyszczenia i odtłuszczenia zdemontowanych i niezmontowanych maszyn, części narzędzi, szkła i ceramiki w przemyśle, rzemiośle i laboratoriach.

TICKOPUR R 30 jest specjalnie zaprojektowany do mycia w urządzeniach ultradźwiękowych SONOREX, ale może być również stosowany do mycia w zanurzeniu, wycierania i mycia wysokociśnieniowego. Przy prawidłowym użyciu gwarantowane jest szybkie i delikatne czyszczenie.

TICKOPUR R 30 usuwa

lekke pozostałości po szlifowaniu, polerowaniu i docieraniu, zabrudzenia olejowe i tłuszczowe, sadza itp. z części i urządzeń wykonanych z metalu, także metali lekkich, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy itp.

- Koncentracja aplikacji

Products for the electronic industry



- Zastosowanie z ultradźwiękami
- Dawkowanie: 1 - 5
- Czas sonikacji: 1 - 10 minut
- Temperatura: 20 - 80 °C

<b>numer pozycji</b>	<b>WL18023</b>
Model	R30 / 2 Liter
Producent	Dr. H. Stamm
Numer artykułu producenta	879
Informacje o producencie GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka

