

## SONOREX koszyk wiszący do kąpeli ultradźwiękowej, stal nierdzewna, 250 x 195 x 50 mm

---



Podczas mycia ultradźwiękowego nie wolno umieszczać czyszczonych przedmiotów na dnie zbiornika, ponieważ drgania systemów oscylacyjnych mogą powodować ścieranie pomiędzy czyszczonymi przedmiotami a samym zbiornikiem. Dlatego zaleca się stosowanie odpowiedniego kosza do czyszczenia. Kosze czyszczące BANDELIN są tak skonstruowane, że czyszczone przedmioty znajdują się zawsze w optymalnym obszarze pola kawitacyjnego (1-2 cm od podłogi) w zbiorniku. Za pomocą koszyka można również wygodnie umieścić w urządzeniu przedmioty przeznaczone do czyszczenia i wyjąć je w celu opłukania po czyszczeniu bez kontaktu użytkownika z płynem czyszczącym lub dezynfekującym.

- odpowiednie dla:
- DK: 512 P
- DL: 512 H
- DT: 512 H

- RK: 512 H /CH
- do powieszenia w

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Numer artykułu.</b>     | <b>WL19072</b>  |
| Model                      | K 10B   |
| Producent                  | BANDELIN  |
| Numer artykułu producenta. | 230   |
| Dane producenta GPSR       | BANDELIN electronic GmbH & Co. KG<br>Heinrichstrasse 3-4<br>DE-12207 Berlin<br>www.bandelin.com |
| Długość                    | 250 mm  |
| Szerokość                  | 195 mm  |
| Wysokość                   | 50 mm   |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka  |
| Jednostka treści           | 1 sztuka  |
| W zestawie bateria         | nie   |