

Środek do dezynfekcji rąk FLUXFL0131



Dzięki wysokim standardom jakości IATF 16949 i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji produktów na bazie alkoholu w Niemczech, środek do dezynfekcji rąk od ELSOLD nadaje się do higienicznej dezynfekcji rąk zgodnie z zaleceniami WHO Recipe 1. Aby użyć, należy dwukrotnie przetrzeć dłonie, za każdym razem podając około 3 ml roztworu i utrzymywać wilgoć przez 30 sekund za każdym razem.

- Formuła zgodna z zaleceniami WHO (formuła 1) i BAuA (formuła 4)
- do higienicznej dezynfekcji rąk
- Składniki aktywne: 657 g/l etanolu i 1 g/l nadtlenu wodoru

[<https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sds> Please download here the suitable safety data sheet]

numer pozycji

WL47847

Model

FLUXFL0131

Products for the electronic industry



Producent	TAMURA ELSOLD
Numer artykułu producenta	FLUXFL0131
Jednostka sprzedaży	1 Kanister
Jednostka zawartości	5 l
Pojemność w litrach	5 l