


## Zestaw aktualizacyjny MOVE do mikroskopów cyfrowych ZAP



### Aktualizacja z ZAP do MOVE

Nie zastępuj doskonałego mikroskopu

W przypadku obecnych mikroskopów ZAP możliwe jest dodanie MOVE Power Box i uzyskanie dostępu do zaawansowanych funkcji, aplikacji i łatwiejszych procesów dokumentacji bez konieczności zakupu nowego mikroskopu.

Jeśli chcesz zachować elastyczność ZAP, ale potrzebujesz zaawansowanych funkcji, aplikacji, presetów i opcji dokumentacji TAGARNO TREND i PRESTIGE, możesz kupić MOVE Upgrade Kit zamiast wyrzucać idealnie dobry TAGARNO ZAP.

Zestaw MOVE Upgrade Kit przekształca mikroskop ZAP w zwinny i dostosowywany do potrzeb mikroskop.

Opcja dodania zestawu MOVE Upgrade Kit w późniejszym terminie pozwala również na zakup ZAP jako pierwszego mikroskopu, a następnie jego modernizację w miarę zmian procesów lub potrzeb.

**UWAGA:** W zależności od wersji firmware'u Twojego mikroskopu ZAP, mogą wystąpić różne procesy aktualizacji.

numer pozycji	<b>WL63680</b>
Producent	TAGARNO
Numer artykułu producenta	308100
Informacje o producencie GPSR	TAGARNO AS Finlandsvej 2 DK-8700 Horsens www.tagarno.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka zawartości	1 sztuka
Zgodność z ESD	nie

