

Zestaw magnetycznego oświetlenia pierścieniowego dla T50



Przy niewystarczającym lub nieodpowiednim oświetleniu krytyczne szczegóły lub wady mogą pozostać niezauważone podczas kontroli, co może poważnie pogorszyć jakość produktu. Aby tego uniknąć, zalecamy stosowanie zestawu Magnetic Ring Light Kit. Zestaw Magnetic Ring Light Kit składa się z wysokiej jakości lampy pierścieniowej i dyfuzora. Razem można stworzyć niezbędne warunki oświetleniowe dla próbek, aby zapewnić jakość produktów.

Numer artykułu.	WL85349
Producent	TAGARNO
Numer artykułu producenta.	591205
Dane producenta GPSR	TAGARNO AS Finlandsvej 2 DK-8700 Horsens www.tagarno.com

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Zgodny z ESD	nie

